



日本支社設立 30 周年記念企画

プロメガ製品

# 総選挙

2025.5.12月 - 10.24金

ご好評につき  
投票期間  
延長決定!

あなたの推し製品レビューやエピソードをお寄せ下さい!

公約: 得票数の多い製品をキャンペーンにて特価にします!



## 「推しコメント」小選挙区

推し製品についてのレビュー・コメントをお寄せ頂いた方に  
プロメガオリジナルグッズが当たる!



① 特製ラボ名入り暖簾  
(90 × 120 cm)

コメント大賞 (①+②+③ セット) 10 名様

特別賞 (②+③ セット) 30 名様

プロメガ賞 (③特製ハンドタオル) 抽選 200 名様



② 特製手ぬぐい



③ 特製ハンドタオル

## 参加方法

- ① 以下の特設サイトより詳細を確認
- ② フォームにお名前、ご所属などの必要事項を記入
- ③ お一人様 A、B ブロック各投票 1 回ずつ有効

※ 当選者の発表は、11 月 (投票期間延長により 9 月より変更になりました) の賞品発送をもって代えさせていただきます。



## 「あなたが決める特価対象品」比例区

キャンペーン対象にしたい製品に投票してください!

得票数上位製品が  
年末キャンペーンに登場!

特製 キーホルダー

さらに抽選で 100 名様に記念キーホルダーをプレゼント



(賞品画像はイメージです。)

詳細・投票はこちら!



[promega.co.jp/sosenkyo2025/](https://promega.co.jp/sosenkyo2025/)

# プロメガ株式会社

# GloMax® プレートリーダー シリーズ

高感度で好感度↑↑  
発光測定的第一選択技!

- ・プロメガのアクセシを最大化
- ・発光+蛍光+BRET+発色
- ・スマホより簡単な直観操作



党主

# 総選挙



党主

# Maxwell® RSC 自動核酸精製 シリーズ

純度と稼働率なら Maxwell® 一択

- ・マグネットビーズで不純物を効率よく除去
- ・感覚的に操作可能なので普段使い No.1
- ・無償レンタル、コンサル、プロトコル開発などサービス充実

15

見つけるチカラ

取り出すチカラ

細胞状態、  
タンパク質の動きを検出

核酸の抽出と解析

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>最高感度の<br/>発光<br/>アクセシ 発光、蛍光、<br/>発色<br/>3タイプ</p> <p>この簡便性。<br/>1回使うとクセになる</p> <p><b>CellTiter</b><br/>シリーズ</p> <p>2</p>                        | <p>細胞の最終状態を<br/>見極めます。</p> <p>細胞毒性マーカー:<br/>LDH DNA, HiBIT (セルキリング)</p> <p>発光 LDH タイプも登場</p> <p><b>細胞死<br/>定量試験薬</b></p> <p>3</p> | <p>酸化ストレス・<br/>代謝産物 Glo<br/>シリーズ</p> <p>添加するだけの簡便性<br/>代謝物を発光測定<br/>TCA、解糖系、レドックス 各種</p> <p>4</p>                | <p>時間軸が加わると<br/>データが躍る!</p> <p><b>RealTime-Glo</b><br/>テクノロジー</p> <p>1枚のプレートで経時測定<br/>高感度 &amp; 高コスト<br/>細胞生存性、アポトーシス</p> <p>5</p>                       | <p>ReliaPrep™ シリーズ</p> <p>魔法は<br/>かけられませんが、<br/>しっかり<br/>精製します!</p> <p><b>Wizard</b> シリーズ</p> <p>★実績豊富な<br/>核酸精製ブランド<br/>★プラスミドを20個同時精製!<br/>★PCR産物の精製キットも!</p> <p>6</p> | <p>・トランスフェクショングレード<br/>・新規な吸引法で迅速精製<br/>・溶出まで吸引法で完結</p> <p><b>PureYield</b><br/>シリーズ</p> <p>高純度プラスミドも<br/>迅速、大量に精製</p> <p>7</p>                      | <p><b>GoTaq</b><br/>シリーズ</p> <p>元祖! 色素入り<br/>PCR マスターミックス</p> <p>・ピベッティング回数大幅減少<br/>・ローディングダイ入りで簡便<br/>・定量 PCR も GoTaq® シリーズ</p> <p>8</p> |
| <p>マルチ<br/>アクセシ<br/>シリーズ</p> <p>発光 &amp; 蛍光アクセシ<br/>コンボで信頼性 Up</p> <p>複数の細胞内マーカーを<br/>同一プレートで測定</p> <p>9</p>                                      | <p>レポーターアクセシの金字塔<br/>Dual-Luciferase® Assay<br/>NanoLuc®, NanoBIT®,<br/>NanoBRET® へと継承</p> <p>発光<br/>レポーターアクセシ</p> <p>10</p>      | <p>最強極小<br/>HiBIT タグ</p> <p>✓ 基質 or 抗体で<br/>標的タンパク質を<br/>高感度検出</p> <p>✓ 細胞内、膜上<br/>分泌タンパク質<br/>検出</p> <p>11</p>  | <p>効率だけじゃダメだ。<br/>細胞にはね。<br/>やさしくしとかなないと。</p> <p><b>FuGENE/ViaFect</b></p> <p>トランスフェクションの<br/>老舗ブランド FuGENE</p> <p>マニアック細胞には<br/>ViaFect™!</p> <p>12</p> | <p>プロメガファンに<br/>古くから愛される逸品</p> <p>pGEM®-T<br/>vector</p> <p>TA クローニングの定番<br/>短縮ライゲーション試薬添付<br/>in vitro 転写で RNA 合成も</p> <p>13</p>                                        | <p>微量核酸定量<br/>Quantus™<br/>Fluorometer</p> <p>✓ フットワークの軽い蛍光測定器<br/>✓ NGS 用核酸の定量など<br/>✓ USB 給電で携帯性も大</p> <p>14</p>                                   | <p>世界に1つだけの<br/>遺伝子型を調べます。</p> <p><b>PowerPlex<br/>STR</b> シリーズ</p> <p>・個人識別や親子鑑定に<br/>細胞株の検証<br/>最大30ローカスを一度に検査</p> <p>15</p>            |
| <p>生きた細胞内のタンパク質間<br/>相互作用を可逆的に定量</p> <p><b>NanoBIT/<br/>NanoBRET</b><br/>テクノロジー</p> <p>生細胞で<br/>起きる相互作用を<br/>本物の BRET は</p> <p>16</p>             | <p>創造性を駆り立てる<br/>多才な機能性タグ</p> <p><b>HaloTag</b><br/>テクノロジー</p> <p>多様な蛍光リガンドで染め分けて、<br/>生細胞での精密な<br/>分子ダイナミクス解析</p> <p>17</p>      | <p>洗浄ゼロ革命!<br/>「叩かない」ELISA</p> <p><b>Lumit</b><br/>テクノロジー</p> <p>抗体の特異性 × 発光の低ノイズ<br/>洗いが無いと良い事だらけ</p> <p>18</p> | <p>細胞が<br/>バイオアクセシ</p> <p>バイオアクセシの<br/>魅力は再現性<br/>細胞の培養・準備不要<br/>品質管理・検査に大活躍</p> <p>19</p>                                                               | <p>RNAを<br/>40年</p> <p>RNasin®<br/>RNase 阻害剤</p> <p>・1981年 RNasin® プラズマ下で誕生<br/>・発現解析は RNasin® より始まった<br/>・高温 &amp; 酸化耐性コリタイプ</p> <p>20</p>                              | <p>今、RNA 合成が熱い!</p> <p><b>RiboMax</b><br/>RNA 合成システム</p> <p>30分以内に mg の RNA 合成<br/>miRNA 合成キットも<br/>RNA 治療のための AOF&amp;<br/>cGMP グレードも</p> <p>21</p> | <p>細胞認証サービス</p> <p>細胞実験の<br/>最初の<br/>確認</p> <p>実験前に細胞の<br/>遺伝子型を<br/>確認しよう!<br/>細胞のコンタミで<br/>実験を台無しに<br/>しないために</p> <p>22</p>             |
| <p>タンパク質<br/>質量分析用<br/>酵素</p> <p>MS 解析は<br/>トリプシンの<br/>切れ味で<br/>決まります!</p> <p>抗体医薬の<br/>品質管理にも使える<br/>ハイグレードなトリプシン<br/>その他プロテアーゼを用意</p> <p>23</p> | <p>投票会場は<br/>こちら</p> <p>15</p> <p>QRコード</p>                                                                                       |                                                                                                                  | <p>エブリディ<br/>良プライス</p> <p>DISCOUNT</p> <p>毎日<br/>キャンペーン</p> <p>24</p>                                                                                    | <p>研究室に無くても<br/>マシナリが<br/>ある!</p> <p>プロメガ技術を利用<br/>できる実験装置を<br/>無償レンタル可能!!<br/>サンプルが溜まったら</p> <p>25</p>                                                                  | <p>ライフサイエンス実験基礎から<br/>プロメガ技術応用まで<br/>・コンサルティングも!</p> <p>プロメガアカデミー<br/>セミナー</p> <p>26</p>                                                             |                                                                                                                                           |

「CP 中」印は現在特価キャンペーンの製品です (4 ページ参照)

特設サイト: [promega.co.jp/sosenkyo2025/](http://promega.co.jp/sosenkyo2025/)

## 30 Challenge !!



**細胞内タンパク質  
イメージングを実行せよ！**  
GloMax® Galaxy 発光細胞イメージャーを無償レンタルしてデータを共有いただける方に総額30万円をご提供！



**困難なサンプルから  
核酸を自動精製せよ！**  
Maxwell® 核酸自動精製装置無償レンタルと試薬キット30%OFFで困難なサンプルからの自動精製にチャレンジ！

**プロメガアカデミーセミナー**  
プロメガ製品の候補者の演説(製品説明)を動画でご視聴！



## 応援特価キャンペーン

### GoTaq® Master Mix PCR 増幅試薬

| 製品名                                    | カタログ番号 | サイズ     | 通常価格     | どなたでも<br>プロメカクラブ価格 |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| <b>PCR マスターミックス</b>                    |        |         |          |                    |
| GoTaq® Green Master Mix                | M7122  | 100 回分  | ¥15,000  | ⇒ <b>¥7,500</b>    |
|                                        | M7123  | 1000 回分 | ¥97,000  | ⇒ <b>¥46,000</b>   |
| GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix   | M7422  | 100 回分  | ¥17,000  | ⇒ <b>¥8,500</b>    |
|                                        | M7423  | 1000 回分 | ¥149,000 | ⇒ <b>¥70,000</b>   |
| <b>定量 PCR (ダイベース [インターカレーション法])</b>    |        |         |          |                    |
| GoTaq® qPCR Master Mix                 | A6001  | 5 ml    | ¥56,000  | ⇒ <b>¥25,000</b>   |
|                                        | A6002  | 25 ml   | ¥230,000 | ⇒ <b>¥104,000</b>  |
| GoTaq® 1-Step RT-qPCR System           | A6020  | 5 ml    | ¥83,000  | ⇒ <b>¥35,000</b>   |
| GoTaq® 2-Step RT-qPCR System           | A6010  | 5 ml    | ¥66,000  | ⇒ <b>¥29,000</b>   |
| <b>定量 PCR (プローブベース [ハイブリダイゼーション法])</b> |        |         |          |                    |
| GoTaq® Probe qPCR Master Mix           | A6101  | 2 ml    | ¥25,000  | ⇒ <b>¥11,000</b>   |
|                                        | A6102  | 10 ml   | ¥105,000 | ⇒ <b>¥46,000</b>   |

### Reliaprep™ RNA 精製スピナラムキット

| 製品名                                              | カタログ番号 | サイズ    | 通常価格     | どなたでも<br>プロメカクラブ価格 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| Reliaprep™ RNA Cell Miniprep System              | Z6011  | 50 回分  | ¥49,000  | ⇒ <b>¥32,000</b>   |
|                                                  | Z6012  | 250 回分 | ¥200,000 | ⇒ <b>¥142,000</b>  |
| Reliaprep™ RNA Tissue Miniprep System            | Z6111  | 50 回分  | ¥49,000  | ⇒ <b>¥33,000</b>   |
|                                                  | Z6112  | 250 回分 | ¥200,000 | ⇒ <b>¥142,000</b>  |
| Reliaprep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System | Z6211  | 50 回分  | ¥62,000  | ⇒ <b>¥42,000</b>   |
|                                                  | Z6212  | 250 回分 | ¥270,000 | ⇒ <b>¥162,000</b>  |
| Reliaprep™ FFPE Total RNA Miniprep System        | Z1001  | 10 回分  | ¥22,000  | ⇒ <b>¥11,000</b>   |
|                                                  | Z1002  | 100 回分 | ¥125,000 | ⇒ <b>¥86,000</b>   |

### HiBiT 検出試薬

| 製品名                                              | カタログ番号 | サイズ      | 通常価格   | 特別価格             |
|--------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
| Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System           | N3030  | 10 ml    | 35,000 | ⇒ <b>¥24,500</b> |
| Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System   | N2420  | 10 ml    | 38,000 | ⇒ <b>¥26,600</b> |
| Nano-Glo® HiBiT Blotting System                  | N2410  | 100 ml   | 47,000 | ⇒ <b>¥32,900</b> |
| Nano-Glo® Live Cell Assay System*                | N2011  | 100 回分   | 36,000 | ⇒ <b>¥25,200</b> |
| ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System <b>NEW</b> | NE1130 | 10 プレート分 | 55,000 | ⇒ <b>¥38,500</b> |
| Anti-HiBiT Monoclonal Antibody                   | N7200  | 100 µg   | 86,000 | ⇒ <b>¥60,200</b> |

※ HiBiT の生細胞での観察には ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System (カタログ番号 NE1130) または LgBiT 安定発現細胞が必要です。  
\* HiBiT 配列の利用には右記サイトでのライセンス登録が必要です (www.promega.co.jp/go/hibitsmbitseq)

### HaloTag® 検出用蛍光リガンド & 精製用ビーズ

| 製品名                                           | カタログ番号 | サイズ    | 通常価格    | 特別価格             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------|
| HaloTag® TMR Ligand (5mM)                     | G8252  | 15 µl  | 67,000  | ⇒ <b>¥46,900</b> |
| HaloTag® Oregon Green Ligand (1mM)            | G2802  | 15 µl  | 67,000  | ⇒ <b>¥46,900</b> |
| Janelia Fluor® 549 HaloTag® Ligand <b>NEW</b> | GA1110 | 5 µg   | 70,000  | ⇒ <b>¥49,000</b> |
| Janelia Fluor® 646 HaloTag® Ligand <b>NEW</b> | GA1120 | 5 µg   | 70,000  | ⇒ <b>¥49,000</b> |
| Janelia Fluor® 503 HaloTag® Ligand <b>NEW</b> | HT1010 | 5 本    | 106,000 | ⇒ <b>¥74,200</b> |
| Magne HaloTag® Beads, 20% Slurry              | G7281  | 1 ml   | 24,000  | ⇒ <b>¥16,800</b> |
| Anti-HaloTag® Monoclonal Antibody             | G9211  | 200 µg | 86,000  | ⇒ <b>¥60,200</b> |

日本語 Web site : [www.promega.co.jp](http://www.promega.co.jp)

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : [prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)

## プロメガ株式会社

本社 〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通ビル 7F  
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051  
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング  
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については2025年7月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店